



Test cuvetă pentru clor liber, 0,05-2,0 mg/l Cl₂

Nr. produs:

LCK410

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Test cuvetă pentru determinarea clorului liber, 0,05-2,0 mg/l Cl₂, și a dioxidului de clor, 0,09-3,8 mg/l ClO₂.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Domeniu de măsurare:	0.05 - 2.0 mg/L Cl ₂ liber/ClO ₂
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Numar teste:	24 (testul include soluție zero)
Nume metoda:	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Parametru:	Clor, liber