



Test cuveta pentru duritatea reziduală, 0,02-0,6 °dH

Nr. produs:

LCK427

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Duritatea apei, calciu/magneziu
Domeniu de măsurare:	0.02 - 0.6 °dH Grad de duritate a apei
Domeniu de masurare :	0,1 - 2 mg/L Ca
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	24 (testul include soluție zero)
Nume metoda:	Metaltaleină
Parametru:	Duritatea apei, reziduală
Platforma:	LCK