



Test cuvetă pentru urme de fier, 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 teste

Nr. produs:

LCK521

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Manipulare confortabilă cu ajutorul cuvelor dreptunghiulare de 50 mm + Dosicaps

Cea mai mare precizie pentru analiza concentrațiilor mici

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Test cuvetă de 50 mm pentru urme de fier
Domeniu de măsurare:	0,01 - 1,0 mg/L Fe
Instrument:	DR3900, DR6000
Necesitate digestie:	Da, pentru fierul total
Note speciale:	Pentru digestia fierului total utilizați Crack Set LCW902
Numar teste:	20
Nume metoda:	ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Parametru:	Fier, urme
Platforma:	LCK