



## Test cuvetă pentru urme de cupru, 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 teste

Nr. produs: LCK529

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

**Testele cuvetă LCK: cantități minime de reactivi, siguranță maximă.**

Gata de utilizare, garantează siguranță maximă, ușor de manevrat, sistem de evaluare fotometrică, ecologic

**Manipulare confortabilă cu ajutorul cuvelor dreptunghiulare de 50 mm + Dosicaps**

**Cea mai mare precizie pentru analiza concentrațiilor mici**

---

### Specificații

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Condiții de depozitare: | 15 - 25 °C                                                |
| Descriere:              | Test cuvetă de 50 mm pentru urme de cupru                 |
| Domeniu de măsurare:    | 0,01 - 1,0 mg/L Cu                                        |
| EPA compliant:          | N/A                                                       |
| Instrument:             | DR3900, DR6000                                            |
| Necesitate digestie:    | Da, pentru cuprul total                                   |
| Note speciale:          | Pentru digestia cuprului total utilizați Crack Set LCW902 |
| Numar teste:            | 20                                                        |
| Nume metoda:            | Acid disulfonic batocuproină                              |
| Parametru:              | Cupru, urme                                               |
| Platforma:              | LCK                                                       |