



Test cuveta pentru nichel (urme), între 0,05 și 1,0 mg/L de Ni

Nr. produs:

LCK537

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuveta LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Aprobate oficiale pentru limitele de consimțire. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Manipulare confortabilă cu ajutorul cuvelor dreptunghiulare de 50 mm

Cea mai mare precizie pentru analiza concentrațiilor mici

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Nichel (urme), test cuveta dreptunghiular de 50 mm
Domeniu de măsurare:	0,05 - 1,0 mg/L Ni
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000
Necesitate digestie:	Da, pentru nichel total
Note speciale:	Pentru digestia totală a nichelului utilizați Crack Set LCW902
Numar teste:	20
Nume metoda:	Dimetilglioximă
Parametru:	Nichel, urme
Platforma:	LCK