



Test cuvetă pentru urme de nitrit 0,0015-0,03 mg/l NO₂-N

Nr. produs:

LCK541

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C
Descriere:	Test cuvetă pentru urme de nitrit
Domeniu de măsurare:	0.0015 - 0.03 mg/L NO ₂ -N
Domeniu de masurare :	0,005 - 0,1 mg/L NO ₂
Instrument:	DR3900, DR6000
Note speciale:	LCK 541 include set de reactivi și LZIP341 (cuvete semimicro din plastic de 50 mm, 10 buc.)
Numar teste:	50
Nume metoda:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Parametru:	Nitrit, urme
Platforma:	LCK