



Test cuvetă BOD5 0,5-12,0 mg/l O₂

Nr. produs:

LCK554

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Necesar biologic de oxigen, 5 zile
Domeniu de măsurare:	0.5 - 12 mg/L O ₂
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	20
Nume metoda:	EN 1899-1
Parametru:	BOD ₅
Platforma:	LCK