



Test cuvetă pentru sulfură 0,1-2,0 mg/l S²⁻

Nr. produs:

LCK653

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuvetă LCK: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Reactivi predozați pentru siguranță maximă. Ușor de utilizat și cu evaluare fotometrică, ambalate într-o cutie complet echipată. Ecologice datorită cantității mai reduse de substanțe chimice.

Valori exacte și sigure ale măsurărilor

Siguranță maximă a utilizatorilor, datorită sistemului închis și cantităților mici de reactivi

Dozare simplă și fără erori a reactivilor

Etichetă cu cod de bare pentru recunoașterea automată în fotometru

Diferențierea intervalelor de testare de intervalele de măsurare prin intermediul codificării prin culori

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	sulfură dizolvată
Domeniu de măsurare:	0.1 - 2.0 mg/L S ²⁻
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Numar teste:	25
Nume metoda:	ISO 10530-1991, DIN 38405-D26
Parametru:	Sulfură
Platforma:	LCK