



Set de reactivi dioxid de siliciu (concentrații mari) 0.8-100 mg/L SiO₂

Nr. produs:

LCS028

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Or 0.4-50 mg/L Si

Specificații

Caracteristici speciale:	HR, 50 tests
Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	set de reactivi pentru dioxid de siliciu/siliciu (concentrații mari)
Domeniu de măsurare:	0,8 - 100 mg/L SiO ₂
Domeniu de masurare :	5 mL
Note speciale:	sunt necesare cuvete rotunde LCW906
Numar teste:	50
Nume metoda:	Albastru molibden
Parametru:	Dioxid de siliciu

Accesorii necesare

- Cuvete rotunde, sticlă, 13 mm, 25 buc. (Item LCW906)