



Test cuvetă pentru urme de crom (III și VI), 0,005-0,25 mg/l Cr

Nr. produs:

LCS313

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuvetă Hach: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Gata de utilizare, garantează siguranță maximă, ușor de manevrat, sistem de evaluare fotometrică, ecologic

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Crom VI și total
Domeniu de măsurare:	0,005 - 0,25 mg/L Cr (VI)
Domeniu de masurare :	0,005 - 0,25 mg/L Cr total
Necesitate digestie:	da, pentru cromul total
Note speciale:	pentru evaluare sunt necesare cuvete semimicro de 50 mm
Numar teste:	25
Nume metoda:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Parametru:	Crom, urme
Platforma:	LCK