



Test cuvetă pentru urme de formaldehidă 0,01-1,0 mg/L H₂CO

Nr. produs:	LCS325
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0.01 - 1.0 mg/L H ₂ CO
Instrument:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Necesitate digestie:	da
Note speciale:	Pentru evaluare sunt necesare cuvete dreptunghiulare semimicro de 50 mm.
Numar teste:	24 (testul include soluție zero)
Nume metoda:	Acetilacetonă
Parametru:	Formaldehidă, urme
Platforma:	LCK