




Test cuvetă pentru urme de fosfat (orto/total) 0,01-0,5 mg/l PO₄-P

Nr. produs:

LCS349

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Ortofosfat/Fosfat total
Domeniu de măsurare:	0.01 - 0.5 mg/L PO ₄ -P
Domeniu de masurare :	0,03 - 1,5 mg/L PO ₄
Necesitate digestie:	pentru P total
Note speciale:	pentru evaluare sunt necesare cuvete semimicro de 50 mm
Numar teste:	25
Nume metoda:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Parametru:	Fosfat, orto și total
Platforma:	LCK
Standard method:	EN ISO 6878

Accesorii necesare

- Celulă de eșantionare, dreptunghiulară, 50 mm, PMMA, 10 buc. (Item LZP341)