



Test cuveta pentru urme de zinc, 0,02-0,8 mg/l Zn

Nr. produs:

LCS360

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Testele cuveta Hach: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Gata de utilizare, garantează siguranță maximă, ușor de manevrat, sistem de evaluare fotometrică, ecologic

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 28 °C
Domeniu de măsurare:	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Necesitate digestie:	da, pentru zincul total
Note speciale:	Pentru digestia zincului total utilizați Crack Set LCW902
Numar teste:	24 (testul include soluție zero)
Nume metoda:	PAR
Parametru:	Zinc, urme
Platforma:	LCK