



Urme de fier, set de reactivi, 0,005-2,0 mg/l Fe

Nr. produs:

LCW021

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil



Testele cuvetă Hach: Cantități minime de reactivi, siguranță maximă.

Specificații

Condiții de depozitare:	15 °C - 25 °C
Descriere:	Set de reactivi pentru fier, 2 domenii de măsurare
Domeniu de măsurare:	0,005 - 0,25 mg/L Fe
Domeniu de masurare :	0,05 - 2,0 mg/L Fe
Note speciale:	Cuvete semimicro din plastic, 50 mm, cu capac (LZP 341), pentru valori scăzute, cuvete rotunde cu dopuri din cauciuc, 11 mm (LCW 906), pentru valori ridicate
Numar teste:	50
Nume metoda:	Ionii de fier (II) reacționează cu reactivul FerroZine, formând un compus complex violet
Parametru:	Fier