



Set de reactivi pentru hidrazină 0,01-2,0 mg/L N₂H₄

Nr. produs:

LCW025

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Pentru determinarea hidrazinei prin metoda cu 4-dimetilaminobenzaldehidă.

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Descriere:	Set de reactivi pentru hidrazină
Domeniu de măsurare:	0,01 - 2,0 mg/L N ₂ H ₄
Numar teste:	60
Nume metoda:	4-dimetilaminobenzaldehidă
Parametru:	Hidrazină