



Set de reactivi pentru acid silicic, 0,01-0,8 mg/l SiO₂

Nr. produs:

LCW028

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Sau 0,005-0,4 mg/l Si

Specificații

Caracteristici speciale:	50 tests
Condiții de depozitare:	15 °C - 25 °C
Descriere:	Set de reactivi pentru acid silicic/silicon
Domeniu de măsurare:	0.01 - 0.8 mg/L SiO ₂
Domeniu de masurare :	50 mL
Numar teste:	50
Nume metoda:	Albastru de molibden
Parametru:	Acid silicic