



Set de reactivi pentru mangan, 0,2-5 mg/l / 0,02-1,0 mg/l Mn

Nr. produs:

LCW032

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Set de reactivi pentru mangan, 0,2-5 mg/l Mn (cuvetă rotundă sau cuvetă dreptunghiulară de 10 mm) / 0,02-1,0 mg/l Mn (cuvetă dreptunghiulară de 50 mm)

For determination of Manganese by the Formaldoxime method.

Specificații

Condiții de depozitare:	2 °C - 8 °C (a se păstra la frigider)
Descriere:	Set de reactivi pentru mangan
Domeniu de măsurare:	0,2 - 5 mg/L Mn (cuvetă rotundă sau cuvetă dreptunghiulară de 10 mm)
Domeniu de masurare :	0,02 - 1 mg/L Mn (cuvetă dreptunghiulară de 50 mm)
Numar teste:	50
Nume metoda:	Formaldoximă
Parametru:	Mangan