



Set de reactivi pentru sulfură 0,1 - 2,0 mg/L S^{2-}

Nr. produs:

LCW053

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Pentru determinarea cantității de sulfură prin metoda cu dimetil-p-fenilendiamină.

Specificații

Condiții de depozitare:

15 - 25 °C

Domeniu de măsurare:

0,1 - 2,0 mg/L S^{2-}

Numar teste:

35

Nume metoda:

Dimetil-p-fenilendiamină

Parametru:

Sulfură