



Test pipetă pentru peroxid de hidrogen 1 - 10 g/L H₂O₂

Nr. produs:

LCW058

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Pentru determinarea peroxidului de hidrogen prin metoda cu peroxomolibdat.

Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Domeniu de măsurare:	1 - 10 g/L H ₂ O ₂
Note speciale:	necesită cuvete rotunde LCW906 suplimentare
Numar teste:	40
Nume metoda:	Peroxomolibdat
Parametru:	Peroxid de hidrogen