



Set de reactivi pentru mangan 0,005 - 0,5 mg/L Mn

Nr. produs:

LCW532

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Pentru determinarea manganului prin metoda cu PAN.

Specificații

Condiții de depozitare:	15 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0,005 - 0,5 mg/L Mn
Note speciale:	este necesară cuveta dreptunghiulară de 50 mm LZP341
Numar teste:	50
Nume metoda:	1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN)
Parametru:	Mangan

Accesorii necesare

- Celulă de eșantionare, dreptunghiulară, 50 mm, PMMA, 10 buc. (Item LZP341)