



CRACK SET Set de reactivi pentru digestia metalelor

Nr. produs:

LCW902

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Pentru digestia metalelor complexe, coloidale sau nedizolvate din apă și apa uzată

Specificații

Condiții de depozitare:

15 - 25 °C

Descriere:

Pregătirea probei pentru determinarea concentrației totale de metale grele cu

LCK306 Plumb, LCK308 Cadmiu, LCK321 Fier, LCK329 Cupru, LCK337 Nichel, LCK360 Zinc, LCK521 Fier (urme), LCK529 Cupru (urme), LCK537 Nichel (urme)

Note speciale:

Pentru plumb, cadmiu, fier, cupru, nichel, zinc

Numar teste:

50

Nume metoda:

Digestie în acid cu agent de oxidare

Parametru:

Pentru plumb, cadmiu, fier, cupru, nichel, zinc