



Set de filtrare prin membrane cu 50 de filtre membranare, 0,45 µm

Nr. produs:

LCW916

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Pentru filtrarea probelor tulburi, de ex. pentru analiza DOC fără testul cuvetă TOC

Specificații

Condiții de depozitare:	15 °C - 25 °C
Descriere:	Pretratarea probelor în cazul probelor tulburi
Note speciale:	Setul conține 50 de membrane de filtrare speciale (0,45 µm) și o seringă de unică folosință (10 ml)
Numar teste:	50
Parametru:	Set de filtrare prin membrane (0,45 µm)