



HT200S Termostat cu temperaturi înalte

Nr. produs: LTV077

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 3 zile

Digestie rapidă și necostisitoare, în 15 minute

Bloc de încălzire cu tehnologie HSD (High Speed Digestion - digestie de mare viteză) pentru digerarea extrem de rapidă a probelor

Construcția specială a acestui termostat pentru temperaturi ridicate asigură timpi scurți de încălzire și răcire pentru până la douăsprezece cuvete sau vase de reacție.

Economie de timp la analizele pentru COD, TN_b, P_{tot} și metale grele

Răcire rapidă automată

Durate de digestie și temperaturi variabile pentru digestii speciale

Rezultate COD în doar 35 de minute

Specificații

Condiții de depozitare:	-40 °C - 60 °C
Condiții de operare:	10 - 45 °C
Controale de securitate:	CE, GS
Dimensiune monitor:	2 x 16 characters
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	330 mm x 300 mm x 430 mm
Garanție:	24 luni
Greutate:	10 kg
Limba interfata utilizator:	engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, suedeză, poloneză, daneză
Limbi manual:	engleză, franceză, germană
Monitor:	Afișaj alfanumeric pe două rânduri
Numar cuvete:	12 x 20 mm diametru
Programe incalzire:	Preprogramată pentru 100 °C, HT, modul COD și valori selectabile între 40 și 170 °C, 5-240 min
Programe utilizator:	9 temperatură/timp programabile
Racordare la retea:	230 V +5%/-15%, 50 Hz, 1300 VA
Rezolutia monitorului:	5 x 7 Matrice de puncte
Stabilitate temperatura:	± 1 °C în conformitate cu metodele EN, ISO, EPA

Tip display:	LCD
Umiditate max. de operare:	90 %
User interface:	3 taste pentru comenzi rapide
Viteza de incalzire:	de la 20 °C - 148 °C în 8 minute