



LT200 Termostat cu căldură uscată cu 2 blocuri, 15 x 13 mm, 6 x 13 mm / 4 x 20 mm

Nr. produs: LTV082.99.21002

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Termostat pentru digestii standard și speciale

Preprogramat pentru toate digestiile standard și posibilitate de programare pentru digestii specifice

2 blocuri de încălzire separate controlabile, cu capace de protecție separate, blocul stâng cu orificii de 15x13 mm, blocul drept cu orificii de 6x13 mm și 4x20 mm

afișaj digital iluminat, pentru durata rămasă/temperatură și ghidarea operatorului

3 spații de stocare preprogramate și 6 spații de stocare programabile

Setări de temperatură între 37 °C și 150 °C în incrementuri de 1 °C, setarea duratei între 1 și 480 min

Extrem de flexibil

Reproductibilitate excelentă

Ușor de utilizat

Specificații

Cerin#e de alimentare (Tensiune):	115/220 V AC
Condi#ii de depozitare:	-40 - 60 °C
Condi#ii de operare:	10 - 45 °C
Controale de securitate:	CE, cTUVus
Dimensiune monitor:	2 x 16 caractere
Dimensiuni (Înăl#ime x Lă#ime x Adâncime):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Garan#ie:	24 luni
Greutate:	2,8 kg
Limba interfata utilizator:	engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, suedeză, poloneză
Limbi manual:	engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, suedeză, daneză, poloneză
Numar cuvete:	4 x 20 mm diametru
Programe incalzire:	Preprogramat pentru 40 °C, 100 °C, 148 °C și valori selectabile între 37 și 150 °C, 1 - 480 min
Programe utilizator:	6 temperatură/timp programabile

Racordare la retea:	clasă I de protecție
Rezolutia monitorului:	5 x 7 Matrice de puncte
Stabilitate temperatura:	± 1 °C în conformitate cu metodele EN, ISO, EPA
Tip display:	LCD
Umiditate max. de operare:	90 %
User interface:	3 taste pentru comenzi rapide
Viteza de incalzire:	de 20 - 148 °C la în 10 minute