



Test cuvetă pentru mentol în distilat 0,5-15 mg mentol/100 mL

Nr. produs:

LYW185

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact



Specificații

Condiții de depozitare:	2 - 8 °C (a se păstra la frigider)
Domeniu de măsurare:	0.5 - 15 mg/100 mL Mentol
Numar teste:	25
Nume metoda:	p-dimetilaminobenzaldehidă
Parametru:	Mentol
Platforma:	LCK