



Software aplicație DR 6000 pentru analize în fabrici de bere

Nr. produs: LZW936

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Software-ul suplimentar LZW936 pentru analize în fabrici de bere este o compilație a tuturor aplicațiilor spectrofotometrice relevante pentru analizele efectuate în fabrici de bere.

Software-ul aplicației conține 12 teste pentru fabrici de bere, care se încarcă ușor în spectrofotometru prin USB. Testele se bazează pe metode de fabricare a berii publicate și observate, conform MEBAK, și includ proceduri și calcule pentru: antocianogeni, fier, vapori de fenoli volatili, unități de bere amară, iod fotometric, valoarea acidului tiobarbituric (TAN), azot aminic liber, reductone, dicetone vicinale.