



DREL Laborator de analiză a apelor industriale DR 1900

Nr. produs:

LZV966

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Laborator portabil de analiză a apei, conținând spectrofotometru DR 1900, cu baterii și cuvete, cutie de instrumente, cutie cu reactivi și aparat, set de reactivi și set de instrumente.

În prezent, trebuie să putem efectua analizele oriunde. Laboratorul portabil conține tot ceea ce este necesar pentru a asigura efectuarea măsurătorilor cu exactitate.

Chiar și pe teren, este nevoie de o tehnologie de măsurare eficientă, accesorii practice și reactivi gata de utilizare. Suprafața de lucru integrată permite efectuarea în siguranță și cu ușurință a analizei în orice loc.

Laborator complet de analiză a apei pentru testare pe teren, conținând fotometru, titrator digital și metode electrochimice

Multifuncțional și rezistent

Operare simplă cu reactivi gata de utilizare

Specificații

Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	280 mm x 533 mm x 290 mm
Garanție:	24 luni
Interval lungime de undă:	340 nm - 800 nm
Scop alimentare:	Laboratorul de analiză a apelor industriale este alcătuit din: spectrofotometru DR 1900 (DR1900-02L), cutie de instrumente (5838500), cutie cu reactivi (5839400), set de reactivi (2923300), set de reactivi (2923400)