



pHpulp PT100 pH Glass Electrode with 5 m Fixed Cable

Nr. produs: LZX475
RON Preț (fără TVA): Contact
Nu este afișată data expedierii

With integrated temperature sensor (PT100).

Specificații

Condiții de operare:	-5 - 40 °C
Diafragma:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Domeniu de măsurare:	0 - 14 pH
Electrolit:	Exterior EPH gel, interior standard gel KCl/AgCl
Garanție:	6 luni
Interval de presiune:	7 bar at 100 °C
Lungime:	300 mm
Lungime cablu:	5 m fixed cable
Material:	Stainless steel
Note speciale:	Suitable for use with the 22 mm inline armature (LZX467)
Reference system:	Ag/AgCl
Senzor de temperatura:	PT100