



pHRETPPT100 pH sensor, 12 mm, retractable

Nr. produs: LZX477

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

With integrated temperature sensor PT100 and 10 m cable. Suitable for pressure lines.

Specificații

Adâncime imersie:	205 mm
Condiții de operare:	-5 - 135 °C
Diafragma:	Porous PTFE, double ring diaphragm
Domeniu de măsurare:	0 - 14 pH
Electrolit:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Garanție:	6 luni
Interval de presiune:	15 bar
Lungime:	225 mm
Lungime cablu:	10 m fixed cable
Material:	Stainless steel
Reference system:	Ag/AgCl
Senzor de temperatura:	PT100