



LTLCONT pH Electrode with Top68 Connector

Nr. produs: LZX536

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Low temperature glass and electrolyte, single reference system, electrode for ion-weak and/or cold water (10-100μS/cm), without temperature sensor

Specificații

Adâncime imersie:	105 mm
Cablul senzor:	Pg 13,5
Condiții de operare:	-20 - 50 °C
Conexiunea cablului:	TOP68 connector
Diafragma:	Ring diaphragm, porous PTFE
Domeniu de măsurare:	2 - 11 pH
Electrolit:	KCl, saturated KCl/AgCl (crystal)
Garanție:	6 luni
Interval de presiune:	3,5 bar
Lungime:	140 mm
Reference system:	Ag/AgCl
Senzor de temperatura:	None