



SOTA PT100T pH electrode, 12 mm, TOP68 connector

Nr. produs: LZX583

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Standard glass and reference system with head connector TOP68

Specificații

Adancime imersie:	105 mm
Aplicatie:	General use
Cablu senzor:	Pg 13,5
Conector:	TOP68
Conexiunea cablului:	TOP68 connector
Diafragma:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Domeniu de măsurare:	0 - 14 pH
Domeniu de masurare :	0 - 80 °C
Electrod de referinta:	None
Electrolit:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Garanție:	6 luni
Interval de presiune:	0 - 3,5 bar
Lungime:	140 mm
Material:	Sensor: Glass
Senzor de temperatura:	PT100