



Sistem montare sonde REDOX pivotant 1"NPT, bara INOX 2m

Nr. produs:

LZY714.99.21720

RON Preț (fără TVA):
Expediere în 1 săptămână

Contact

Sistem montaj cu bara INOX 1" NPT pentru senzor REDOX incluzand sistem pivotare si bara INOX 2m. Potrivit pentru toti senzorii REDOX cu filet 1" NPT cum ar fi 1200S sc (LXV426.99.20001) si pH ORP (LXV427.99.20001)

Specificații

Diametru:	40 mm
Greutate:	Lifting part only: 4.9 kg
Instrument:	Suitable for all 1" NPT ORP sensors
Lungime:	Pole: 2000 mm
Material:	Wetted parts: pole SS 1.4301; sensor adapter PVC; screw set SS.