



Electrod Intellical MTC306 combinat, metalic argintiu, pentru titrări prin argentometrie AT1000

Nr. produs: MTC30601

RON Preț (fără TVA):
Expediere în 2 săptămâni

Contact

Intellical MTC306 este o sondă digitală combinată, cu tijă metalică din argint, referință cu posibilitate de reumplere, și senzor de temperatură încorporat. Sonda este disponibilă cu un cablu de 1 metru și este destinată pentru titrarea cu titratoarele din seria Titralab AT1000. MTC306 este ideală pentru titrarea cu precipitare prin argentometrie, pentru determinarea conținutului de clorură/sare din apă și în aplicațiile cu alimente.

Specificații

Acuratete temperatura:	±0,3 °C
Caracteristici speciale:	Titrare argentometrică (nitrat de argint)
Dimensiuni (A x L):	12 mm x 200 mm
Domeniu de măsurare:	±1200 mV
Domeniu de temperatură:	0 - 80 °C
Garanție:	12 luni
Greutate:	0,1 kg
Joncțiune:	Joncțiune pin poros
Lungime:	200 mm
Lungime cablu:	1 m
Method Type:	Laborator: RedRod/element de referință cu posibilitate de reumplere
Parametru:	mV
Product Kit:	Model: MTC306
	Accesorii incluse: niciunul
Reference system:	Ag/AgCl
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Rășină epoxidică
Solutie de umplere:	1 M KNO ₃ (#28564026)
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: titrare argentometrică
	Adâncime probă minimă (mm): 20
Tip electrod:	Titrare RedOx metalică, Pt/Ref
Tip senzor:	Tijă de argint