



Electrod Intellical MTC695 din platină dublu pentru titrările AT/KF1000 RedOx

Nr. produs: MTC69501

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Intellical MTC695 este o sondă din platină cu elemente de bază duble, cu senzor de temperatură încorporat. Sonda este disponibilă cu un cablu de 1 metru și este destinată pentru titrarea cu titratoarele din seria Titralab AT1000. MTC695 este ideală pentru titrarea Redox iodometrică, cu curent impus, pentru determinarea clorurii libere și totale, a dioxidului de clor și a sulfiților din apă, precum și a dioxidului de sulf în aplicațiile cu produse de vinificație. Această sondă este aplicabilă și pentru determinarea conținutului de umezeală, conform Karl Fischer cu TitraLab seria KF1000.

Specificații

Acuratete temperatura:	±0,3 °C
Caracteristici speciale:	Titrare Redox cu curent impus
Dimensiuni (A x L):	12 mm x 200 mm
Domeniu de măsurare:	±1200 mV (±200 μA)
Domeniu de temperatură:	-10 - 80 °C
Garanție:	12 luni
Greutate:	0,1 kg
Lungime:	200 mm
Lungime cablu:	1 m
Method Type:	Platină dublu pentru titrările
Parametru:	mV
Product Kit:	Model: MTC695
	Accesorii incluse: niciunul
Rezoluție temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Rășină epoxidică
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: titrare RedOx
	Adâncime probă minimă (mm): 10
Tip electrod:	Titrare RedOx metalică, Pt-Pt
Tip senzor:	Fire din platină