



Pahar pentru calibrarea electrodului/senzorului, incolor, 30 mL, pachet 80 bucăți

Nr. produs: SM5010

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Pahare din plastic incolor și gradate, de 30 mL. Economice deoarece asigură utilizarea unei cantități minime de soluții tampon în timpul procedurilor de calibrare, ceea ce previne utilizarea excesivă a soluțiilor de către operatori. Sigure în ceea ce privește eliminarea, prevenind contaminarea. Se pot utiliza atât pentru calibrările electrodului de pH, cât și ale celei de conductivitate.