



Be Right™



Pahar pentru calibrarea electrodului de pH, roșu, 30 mL, pachet 80 bucăți

Nr. produs:	SM5011
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Pahare din plastic colorate și gradate, de 30 mL. Se potrivește cu codul de culoare al soluției tampon, pentru a preveni utilizarea soluțiilor tampon incorecte de către operatori în timpul calibrării. Economice deoarece asigură utilizarea unei cantități minime de soluții tampon în timpul procedurilor de calibrare, ceea ce previne utilizarea excesivă a soluțiilor de către operatori. Sigure în ceea ce privește eliminarea, prevenind contaminarea.

Accesorii necesare

- Beaker Holder (Item 923-556)