



pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor

Nr. produs: 08362=A=2000
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

Part of analogue pH sensor 8362, specially designed for pure water pH measurement.

Specificații

Aplicatie:	Ultrapure water
Cablu senzor:	Pg 13,5
Conector:	S7 Connector
Conexiunea cablului:	S7 connector
Domeniu de măsurare:	0 - 14 pH
Electrod de referinta:	None
Garanție:	6 luni
Lungime:	120 mm
Material:	Sensor: Glass
Note speciale:	pure water pH electrode
Senzor de temperatura:	PT100