



Kit de reîncărcare pentru patru cartușe umplute în prealabil cu membrane 2935A montate în prealabil pentru senzorii A1100, GA2400 și GA2800 EX

Nr. produs:

2935A-A

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni



Include garnituri inelare, filtre din bumbac și instrumente de curățare.

Specificații

Instrumente compatibile:

A1100, GA2400 & GA2800 EX oxygen sensors

Membrana:

Membrane 2935A