



Maintenance Kit for hydrogen thermal conductivity sensors with protection cap 29142 for use with the 3654

Nr. produs:	32747
RON Preț (fără TVA):	Contact
Expediere în 2 săptămâni	

Includes membranes 2952A, membrane holding ring 29228.01, O-rings 29039.0 and 28613.0, and tools for sensor maintenance.

Specificații

Condiții de depozitare:	Store in a dry place at room temperature
Instrument:	Orbisphere 3654 Portable N2 and H2 Analyzer (TC), Orbisphere 3658 Analyzer Portable CO2 Analyzer (TC)
Parametru:	H2