



EDTA Standard Solution, 0.200 N, 500 mL

Nr. produs:

102149

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni



Specificații

Concentrație:	0.200 N
Condiții de depozitare:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Domeniu de măsurare:	1000 - 25,000 mg/L CaCO ₃
Instrument:	SP510
Numar teste:	40 - 100
Parametru:	Hardness
Platforma:	Solu#ie