



Plicuri cu sulfat de mangan pulbere, pachet de 50

Nr. produs:

107166

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Pentru determinarea oxigenului dizolvat prin metoda de titrare Winkler. Interval: 1 - >10 mg/l. Metodele Hach 8215 și 8229. Dimensiunea probei: 300 ml.

Specificații

Domeniu de măsurare:

1 - mai mare de 10 mg/l

Numar teste:

50

Parametru:

Oxigen dizolvat

Platforma:

Pernu#e cu pudră