



Plicuri cu reactiv pulbere pentru alcalin-iodură-azidă, pachet de 50

Nr. produs:

107266

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expirării

Produse periculoase



Pentru determinarea oxigenului dizolvat prin metoda de titrare Winkler. Interval: 1 - >10 mg/l. Metodele Hach 8215 și 8229. Dimensiunea probei: 300 ml.

Specificații

Domeniu de măsurare:

1 - mai mare de 10 mg/l

Numar teste:

50

Platforma:

Pernușe cu pudră