



Plicuri cu reactiv pulbere pentru acid sulfamic, pachet de 100

Nr. produs:

107399

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expedierii

Produse periculoase



Pentru determinarea oxigenului dizolvat prin metoda de titrare Winkler. Interval: 1 - >10 mg/l. Metoda Hach 8229. Dimensiunea probei: 300 ml.

Specificații

Domeniu de măsurare:

1 - mai mare de 10 mg/l

Numar teste:

100

Platforma:

Pernu#e cu pudră