



Test kit, nitrate-nitrite, model NI-12

Nr. produs:

1408100

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expirării

Produse periculoase



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Specificații

Domeniu de măsurare:	Dual Range
Domeniu de masurare :	0,01 - 0,40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Interval de măsurare standard:	0 - 40 mg/L NO ₃ ⁻ -N; 0.01 - 0.40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Model:	NI-12
Model test kit:	NI-12**
Numar teste:	100
Nume metoda:	Color disc/Cadmium
	reduction, Diazotization
Parameter:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite
Parametru:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite - NO ₃ ⁻ -N/NO ₂ ⁻ -N
Platforma:	Disc culoare
Smallest increment:	1
	0.01
Tipul carcasei:	D