



Sodium Hydroxide Titration Cartridge 0.1600 N NaOH

Nr. produs:

1437701

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



For acidity determination by Digital Titration, 10 - 160 mg/L CaCO₃

Specificații

Domeniu de măsurare:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Numar metoda:	8201 (MO)
Numar teste:	40 - 100
Nume metoda:	Phenolphthalein
Parametru:	Acidity
Platforma:	Titration digital
Titrant:	0.1600 NaOH