



Soluție tampon de acetat, pH 4,0, 100 ml

Nr. produs:

1490932

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expedierii

Produse periculoase



Soluție tampon de acetat, pH 4,0 Clor total și/sau liber. Metodă: amperometrică: pachet de 100 ml.

Specificații

Domeniu de măsurare:	0,0051 - 5,000 mg/l Cl ₂
Domeniu de masurare :	0,0012 - 5,000 mg/l Cl ₂
Instrument:	AutoCat [™] 9000
Numar metoda:	8168
Numar teste:	100
Nume metoda:	Titrare amperometrică
Platforma:	Solu#ie