



Pipetă, serologică, sterilă, polistiren, 5 mL, albastru, 200 buc./pachet

Nr. produs: 2092667
RON Preț (fără TVA): Contact
Nu este afișată data expirării

Pipetă din plastic sterilă, de unică folosință. Ambalată individual. Cu cod de culori. Calibrată „Pentru livrare”. Respectă ASTM E934.

Graduations are calibrated for accurate dispensing to within $\pm 2\%$

Pipets meet BST/TSE requirements; latex-free

DNase/RNase-free, non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-haemolytic

Specificații

Cantitate:	200 per pachet
Capacitate:	5 mL
Graduations:	0.10 mL
Negative Graduations:	2.0 mL