



## Pipetă, serologică, sterilă, polistiren cu dop, 10 mL, 50 buc./pachet

Nr. produs: 2092828

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Pipetă din plastic sterilă, de unică folosință, cu dop. Ambalată în vrac, 2x 25 buc./pachet Cu cod de culori. Gradații ascendente/descendente negre. Calibrare „Pentru livrare”. Acuratețe  $\pm 2\%$ .

---

### Specificații

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cantitate:   | 50 per pachet |
| Capacitate:  | 10 mL         |
| Graduations: | 0.10 mL       |