



Pipetă, serologică, sterilă, polistiren cu dop, 1 mL, 50 buc./pachet

Nr. produs: 2092835

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Pipetă din plastic sterilă, de unică folosință, cu dop. Ambalare vrac, 2x 25 buc./pachet. Cu cod de culori. Gradații ascendente/descendente negre. Calibrare „Pentru livrare”. Acuratețe $\pm 2\%$.

Specificații

Cantitate:	50 per pachet
Capacitate:	1 mL
Graduations:	0.01 mL