



Pipetă, Mohr, sticlă, 5 mL

Nr. produs: 2093437

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Pipete din clasa B calibrate „Pentru livrare”. Scală gradată permanent maro integrată pe corp. Cu cod de culori pentru volum. Vârfuri consolidate pentru durabilitate. Concepute conform cerințelor ASTM E1293, clasa B stilul 1.

Specificații

Cantitate:	1 fiecare
Capacitate:	5,0 mL
Graduations:	0.1 mL